

Recommandé par les kinésithérapeutes contre:

- :: Troubles des vertèbres cervicales et thoraciques supérieures,
- :: Tensions musculaires au niveau du cou et de l'épaule,
- :: Douleurs au niveau du dos,
- :: Céphalée de tension, etc.



Partenaire de Lotto Soudal




Servaas Bingé, médecin de l'équipe **Lotto Soudal**:
"Joop Zoetemelk a tout dit: vous gagnez le Tour au lit.
Il est vrai que le sommeil est un élément important dans la vie d'un athlète de haut niveau.

Les coussins SANAPUR Original offrent une gamme d'avantages. En raison de leur forme unique, ils corrigent la position de sommeil. La colonne cervicale est étirée et libère la tension musculaire.

Le sang circulera de manière optimale et les muscles se relaxeront. Cela permet aux coureurs de se lever en pleine forme."

LOTTO
SODAL


Fonctionnalité innovante ...



Voici comment l'oreiller Original vous aide:

1. Le creux en forme d'entonnoir au centre de l'oreiller maintient la tête dans une position stable dans l'axe naturel de la colonne vertébrale.
2. Allongé sur le côté, les encoches latérales permettent à l'épaule de trouver une position parfaitement confortable. Allongé sur le dos, les muscles du trapèze peuvent se détendre.
3. L'ouverture au centre empêche, en position allongé sur le côté, que le conduit auditif ne se bouche (pas de surpression).
4. Les encoches rondes au niveau du cou permettent un positionnement de la nuque sans pression et améliore la circulation sanguine vers la tête.
5. La structure de surface 3D innovante soulage les zones de pression au niveau des muscles de la nuque et des vertèbres cervicales. La structure de surface 3D assure également une évacuation constante des sueurs nocturnes et du surplus de chaleur au niveau de la tête.

...pour une position de sommeil saine.



6. **NOUVEAU** grâce aux deux plaques amovibles, vous choisissez entre QUATRE hauteurs différentes en fonction de vos besoins. La hauteur idéale pour votre oreiller dépend de la largeur de vos épaules et du degré de fermeté de votre matelas au niveau des épaules. La hauteur réglable sur quatre niveaux vous permet de trouver la hauteur qui vous convienne.

Découvrez notre système de literie complet:
www.sanapur.be

Les deux plaques d'insertion inférieures (27 et 18 mm d'épaisseur) sont en mousse PuraCell® Hydro Soft. Cette mousse spéciale offre une stabilité en hauteur constante et une régulation efficace de l'humidité pour un climat de sommeil sain. Cependant, cette mousse est plus durable que le latex Talalay du coussin CLIMA ou la mousse viscoélastique du coussin MED. Il est ainsi plus facile de changer les plaques et de housser ou de déhousser l'oreiller.

La housse moelleuse Cosy Soft!



Le tissu doux et moelleux Puracell® constitue une nouveauté dans la fabrication d'oreillers. La housse extra-moelleuse et douillette est agréable pour la peau et très respirante.

- Lyocell Micro-TENCEL® contenant de l'eucalyptus
- norme Oekotex 100 classe 1 (classe bébé)
- traitement anti-pilling (réduit le pilling)
- lavable jusqu'à 60°C et convient aux personnes allergiques.

BI-OME est une technologie révolutionnaire servant à éliminer de manière durable les nuisibles, tels que les champignons, les algues et les bactéries. En tant que 100% biologique, elle garantit une totale innocuité pour l'homme et l'environnement. Profitez d'un sommeil sain avec votre lit Sanapur®.

Plus d'informations sur www.sanapur.be



Sanapur®
Recommandé par les kinésithérapeutes

*Housse de voyage
gratuite*



Sanapur oreiller Original MED*
N°. Art. K1345.40

Sanapur oreiller Original CLIMA*
N°. Art. K1346.40

Housse de remplacement Original
N°. Art. B1345.00



Taie d'oreiller Original
Blanc (100% cotton)
N°. Art. C1345.00

Taie d'oreiller Original
Beige (100% cotton)
N°. Art. C1345.10

Taie d'oreiller Original
Gris (100% cotton)
N°. Art. C1345.20

Housse de voyage
N°. Art. H1343.00

Choisissez la variante qui vous convient.



CLIMA - Le latex Talalay de l'oreiller possède une régularisation d'humidité et de chaleur efficace. Ses caractéristiques moelleux et élastiques offrent une parfaite balance entre la réduction de pression et support.

Recommandé, si :

- vous avez tendance de transpirer fortement.
- vous préférez une stabilité en hauteur.

MED - La mousse novatrice de l'oreiller offre une parfaite réduction de pression et est respirante. En combinaison avec la face de couchage 3D, elle offre une sensation de couchage enveloppante, même dans des chambres aux températures basses.

Recommandé, si :

- vous êtes très sensible au touché.
- pour vous une réduction de pression ressentie est prioritaire.

Le conseiller Sanapur

Recommandé pour position sur le dos et côté :

1. Ajustez l'oreiller à votre hauteur.
2. Placez votre tête central dans l'entonnoir.
3. Décontractez délibérément vos épaules.



Couché sur le côté, grâce à l'encoche, les épaules sont positionnées confortablement.



Couché sur le dos, la tête est soutenue délicatement et les vertèbres cervicales se décontractent.

Le conseiller Sanapur aussi sur 

VOTRE PARTENAIRE SANAPUR :

www.sanapur.be
D-57258 Freudenberg

**L'OREILLER
SANAPUR
ORIGINAL**



*Contre les contractures
douloureuses.*

Partenaire de :
LOTTO
SOUDAL

Sanapur[®]
Recommandé par les kinésithérapeutes